HPMC抗酸性植物胶囊-酸碱敏感API的理想载体

优普惠 6天前



胶囊剂作为世界上主要的剂型之一,与其他口服药物剂型相比,胶囊剂能够有效掩盖药物的不良气味、提高药物成分的稳定性、降低成本。随着人们生活理念的转变及纯天然概念的渗透,人们更倾向于绿色、健康的植物胶囊,植物胶囊的市场也逐年扩大。本文要介绍的植物胶囊是抗酸性羟丙甲纤维素空心胶囊,简称HPMC抗酸性植物胶囊,供应商为台湾大丰胶囊,品牌名为BioVXR®,DMF号30931。

由于某些特殊药物对酸性环境特别敏感,释放时易对胃黏膜造成损伤,而普通胶囊对酸性环境的保护效果比较差,因此需要具有抗酸特性的空心胶囊来对胃起到保护作用。另外,抗酸性胶囊因其不在胃中溶解的特性,常用来制备肠溶型胶囊剂产品。

HPMC抗酸性植物胶囊为普通植物胶囊的升级版,它具备了植物空心胶囊和肠溶空心胶囊的双重优点,避免了服用动物类蛋白所带来的风险,保证了胶囊的绿色安全性,更能保证药物活性成分不受胃酸影响,减少对胃部敏感消费者的胃刺激。

崩解试验

为了验证BioVXR的抗酸特性,我们模拟胃酸(pH1.2),与肠道(pH6.8)环境进行崩解测试,观察胶囊外观的的变化。

样本	6颗BioVXR胶囊(锁定状态,置于Sotax沉笼),并充填乳糖与蓝色2号。
测试条件	步骤一:将6颗胶囊分别置于网架的6支玻璃管。 步骤二:将崩解测试机设定模拟胃酸环境pH1.2,保持温度37±2℃的浸溶液, 振幅55mm。一小时后观察胶囊是否有任何崩解现象。 步骤三:进行下一阶段测试,设定模拟肠液环境pH6.8,保持温度37±2℃的浸溶液,振幅55mm。观察胶囊是否在20分钟内崩解。
观察	1、模拟胃酸溶液/pH1.2:1小时

时间

2、 模拟肠道溶液/pH6.8:20分钟

*如果在pH6.8环境中,有1到2颗胶囊未完全崩解,另取12颗胶囊再次测试,结果需为:18颗胶囊至少有16颗胶囊完全崩解。






结论:

• 图1:在pH1.2环境中,胶囊未有崩解或分离现象。

• 图2:在pH6.8环境中,胶囊快速崩解。

溶出试验



注:试验方法参考USP40-Acetaminophen Capsule, <711>Dissolution。胶囊型号为0号

结论:

- 明胶胶囊:在胃酸环境30分钟后,接近全溶解,对内容物完全无保护作用。
- HPMC植物胶囊:在胃酸环境120分钟后,溶出率达55.8%,有效成分已破坏。
- HPMC抗酸植物胶囊:在胃酸环境120分钟后,溶出率低于10%,禁得起胃酸的考验;
 肠道环境45分钟溶出率达89.18%,可发挥肠道充分吸收的最大功效。

BioVXR HPMC抗酸性植物胶囊优点

- 酸碱敏感特性,保护有效成分不被胃酸破坏,设定在肠道快速溶解,非常适合益生菌、 酵素酶类等配方的产品。
- 含水量低,适合吸湿性粉末。
- 无过敏原、非基因改造、无防腐剂。
- 具有国际犹太认证,清真认证及素食协会认证。

关于台湾大丰胶囊

台湾大丰胶囊立足于台湾,自1967年成立以来,已有超过40年的胶囊专业制造经验,并一直 致力于生产技术的提升,注重产品研发及改良。台湾大丰胶囊已于2005年正式量产HPMC植 物胶囊,在美国药典(USP)、欧洲药典(EP)、日本药典(JP)皆有收载,是药品、食品 及化妆品配方中广为使用的空心胶囊。目前大丰胶囊生产的明胶胶囊及植物性胶囊已畅销欧美 各国,并获得了各国客户的信赖。

规格



型號	長度 (mm)			厚度 (mm)		外徑規格 (mm)		£= ()	
	頭	身	預鎖總長	鎖定總長	頭	身	頭	身	重量 (mg)
#00	11.73	20.20	25.80	23.30	0.110	0.110	8.53	8.24	118
#0	11.18	18.40	23.75	21.30	0.105	0.105	7.66	7.37	95
#1	10.01	16.50	21.23	19.20	0.100	0.100	6.96	6.65	74
容許範圍	±0.38	±0.38	±0.85	±0.50	±0.020	±0.020	±0.06	±0.06	±10%

註:#00 抗酸植物性膠囊 藥品許可證申請中。

- ◆ 丙烯酸树脂系列产品(全), L30D已有登记号
- ◆ Sorbitol Special缩短软胶囊干燥时间40%?
- ◆ 新品 | 羟丙甲纤维素植物胶囊推荐
- ◆ 无水磷酸氢钙CDE登记号已公布
- ◆ A150和直压乳糖对片剂孔隙率和崩解时间的影响
- ◆ 微晶纤维素-甘露醇(TMT934)共处理辅料功能性研究
- ◆ 已激活!胶态二氧化硅登记号及应用制剂

来都来了,点个在看再走吧~~~

