

β-胡萝卜素，维生素 C 和维生素 E 片

物料清单			
重量 (毫克/片)	项	材料名称	数量/1000 片 (克)
7.00	1	β-胡萝卜素 (干粉, 10%过量)	75.00
60.00	2	维生素 C (粉)	60.00
50.00	3	维生素 E 醋酸酯 (干粉, 50%)	50.00
240.00	4	山梨糖醇 (结晶)	240.00
30.00	5	交联聚维酮	30.00
5.00	6	硬脂酸镁	5.00

制造方向

1. 将所有成分通过 0.8 mm 筛子混合。
2. 用低压缩力压机。
3. 为使片剂具有均匀的外观，应添加着色剂。497 毫克片剂使用 12 毫米双平面打孔机。

扫描下方二维码关注我们

